

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLIENTE:		EQUIPO:	MONITOR DE FUNCIONES CEREBRALES
RESPONSABLE:		MARCA:	NATUS
UNIDAD:		MODELO:	OBM (Olympic Brainz Monitor)
FECHA:		SERIE:	

EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:

ITEM	RUTINA	RANGO	VALOR ACTUAL	CUMPLE	
				NO	SI
1	INSPECCION DE CABLE AC				
2	REVISIÓN DE VOLTAJE DE ENTRADA				
3	CHEQUEO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS				
4	REVISIÓN DE CONECTORES Y AJUSTE				
7	REVISION DEL MONITOR				
8	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA				
9	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				

OBSERVACIONES:

☐ EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.

☐ EL EQUIPO SE PUEDE USAR CON LIMITACIONES

☐ EL EQUIPO NO SE PUEDE USAR.

☐ EL EQUIPO DEBE SER ENVIADO A REPARACION

EQUITRONIC S.A.S.

RECIBE A SATISFACCION – CLIENTE

ST-FOR-07: MAYO 2020